

EVER Pharma D-mine[®] Pen

Injekčné pero na apomorfín 10 mg/ml

Návod na použitie

s náplňami Dacepton[®] 3 ml

Injekčný roztok apomorfiniumchlorid hemihydrátu



Subkutánne použitie



OBSAH

Úvod	4	Záruka	28
Upozornenia / dôležité informácie o rizikách	6	Likvidácia	29
Opis súčastí D-mine® Pen	9	Označenia a symboly	29
Príprava pera / výmena náplne	10	Výrobca / distribútor	31
Nasadenie ihly	13		
Overovacia skúška / kontrola funkcie	15		
Nastavenie dávky	17		
Podanie injekcie	18		
Odstránenie ihly z pera	19		
Nasadenie vrchnáka na pero	21		
Ďalšie informácie	22		
Skladovanie a údržba	25		

PLÁNOVANÝ ÚČEL

EVER Pharma D-*mine*[®] Pen je nesterilná zdravotnícka pomôcka na opakované použitie určená na subkutánne podávanie lieku Dacepton[®] (apomorfín 10 mg/ml) z kompatibilných náplní. D-*mine*[®] Pen je určený na liečbu Parkinsonovej choroby.

ÚVOD

Táto príručka obsahuje informácie týkajúce sa používania, skladovania a čistenia dávkovacieho pera EVER Pharma D-*mine*[®] Pen. Balenie obsahuje 1 dávkovacie pero EVER Pharma D-*mine*[®] Pen, 1 puzdro na pero, 1 návod na použitie. Poznámka: Balenie neobsahuje ihly do pera ani 3 ml náplne. Pokyny v tejto príručke by ste si mali pozorne prečítať, aj keď ste už predtým používali D-*mine*[®] Pen alebo iný injekčný systém. V opačnom prípade existuje riziko, že dostanete nesprávnu dávku. Toto pero je bezúdržbový a opakovane použiteľný injektor s automatickým pružinovým injekčným systémom.

Dávkovacie pero D-*mine*[®] Pen je určené na použitie dospelými pacientmi (nad 18 rokov) schopnými podať si injekciu, zdravotníkmi alebo inými osobami, ako sú dospelí príbuzní alebo opatrovatelia. Pred použitím dávkovacieho pera D-*mine*[®] Pen si umyte ruky. Uistite sa, že používate D-*mine*[®] Pen v čistom prostredí. Budete potrebovať niekoľko chirurgických tampónov, kontajner na likvidáciu ostrých predmetov a jednu ihlu v ochrannom kuželi. Kožu na mieste a okolo miesta podania injekcie ošetríte chirurgickým tampónom. Použite dezinfekčnú utierku, očistite oblasť kože, kam plánujete injekciu aplikovať, a

jej okolie. Miesto vpichu si nikdy netrite. Na dezinfikované miesto nefúkajte, aby ste urýchlili proces vysychania. Injekciu podajte na miesto na prednej časti pásu (podbrušia) alebo do hornej časti stehna pod kožu (subkutánne), podľa pokynov lekára alebo zdravotnej sestry. Pri každom použití dávkovacieho pera *D-mine*[®] Pen sa miesto podania injekcie musí zmeniť. Injekciu nepodávajte na miesta kože, ktoré sú bolestivé, červené, infikované alebo poškodené. Injekciu si nikdy nesmiete podať priamo do žily (intravenózne) ani do svalu (intramuskulárne). Nepodávajte injekciu cez oblečenie.



Kompatibilné náplne a ihly do pera:

- Náplne Dacepton[®] 3 ml (apomorfín 10 mg/ml) od spoločnosti EVER Neuro Pharma GmbH, testované podľa norm ISO EN 11608-3.
- Ihly BD Ultra-Fine[™] veľkosti 29 až 32 (priemer 0,23 – 0,33 mm) s dĺžkou 4 – 12,7 mm.
- Náplne a ihly do pier od iných výrobcov možno používať v súlade s údajmi o ich kompatibilite.

Poznámka:  Nepoužívajte ihly alebo náplne s uplynutou dobou použiteľnosti.  Pero *D-mine*[®] je určené len na použitie s liekom Dacepton[®]. Nepoužívajte ho s inými liekovými náplňami. *D-mine*[®] Pen môže poskytovať dávky od 0,1 do 6,0 mg s krokom 0,1 mg (zodpovedá 10 µl na krok). Stupnica ukazuje kroky po 0,5 mg. Medzistupne sú označené bodkou. Na akékoľvek otázky týkajúce sa dávkovacieho pera *D-mine*[®] Pen vám radi kedykoľvek odpovedia pracovníci našej servisnej asistenčnej linky (pozri stranu 27). Zdravotnícky pracovník musí predpísať dávku zvolenú na liečbu liekom Dacepton[®] pomocou pera *D-mine*[®].

UPOZORNENIA / DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O RIZIKÁCH

Nasledujúce pokyny sa musia dodržiavať, aby sa zabránilo nesprávnemu podaniu lieku, nesprávnemu dávkovaniu, prenosu ochorenia alebo infekcii. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 Pred použitím pera *D-mine*[®] Pen si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte pokyny v návodoch na použitie pera *D-mine*[®] Pen, ihly a náplne. Pero *D-mine*[®] Pen používajte iba po porade s lekárom a/alebo zdravotníckym pracovníkom.

 V prípade výskytu nežiaducich účinkov kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka. Ďalšie informácie o nežiaducich účinkoch nájdete v príbalovom letáku náplne.

 Zabezpečenie **správnej manipulácie**

- Pero *D-mine*[®] Pen nesmú používať nevidiaci ani inak zrakovo postihnutí pacienti bez pomoci náležite zaškolenej osoby. Osoby so sluchovým alebo hmatovým postihnutím by sa mali poradiť s lekárom.
- Pero *D-mine*[®] Pen, ihly a náplne skladujte mimo dosahu detí a iných osôb, ktoré nepoznajú správne postupy pri používaní. Pero *D-mine*[®] Pen, ihly do pera a náplne Dacepton[®] obsahujú malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť.



Dbajte na **správne používanie**

- Pero D-*mine*® Pen používajte iba v rámci liečby predpísanej lekárom a/alebo zdravotníckym pracovníkom.
- Používajte iba náplne, dávky a ihly predpísané lekárom a/alebo zdravotníckym pracovníkom. Akékoľvek zmeny sú možné len pod dohľadom lekára a/alebo zdravotníckeho pracovníka.
- Pred každým podaním injekcie skontrolujte, či pero D-*mine*® Pen obsahuje správny druh lieku. Skontrolujte, či je náplň nepoškodená a či liek zodpovedá údajom na písomnej informácii pre používateľa.
- Vždy sa riadte pokynmi uvedenými v príbalovom letáku 3 ml náplní Dacepton® (napr. vizuálna kontrola roztoku).
- Ihly do pera, pero D-*mine*® Pen a náplne sú určené len na použitie u jednej osoby a nesmú sa používať spoločne, aby sa zabránilo prenosu ochorenia.
- Pero D-*mine*® Pen nevystavujte extrémnym teplotám pôsobením priameho slnečného svetla alebo chladu (napr. v mrazničke).
- Nepoužívajte pero D-*mine*® Pen pri teplotách vyšších ako 25 °C. V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť pera D-*mine*® Pen.
- Nedovoľte, aby pero D-*mine*® Pen spadlo na zem; neudierajte ním o tvrdé predmety. Pero D-*mine*® Pen neponárajte do vody. Vždy s ním zaobchádzajte opatrne. Pero D-*mine*® Pen nikdy nepoužívajte, ak máte akékoľvek pochybnosti o jeho správnom fungovaní.
- Ak sa pero D-*mine*® Pen poškodí, nikdy sa ho nepokúšajte sami opraviť. V prípade poškodenia alebo poruchy pera D-*mine*® Pen kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb (pozri stranu 27).



Dbajte na **správne podávanie liekov**

- Pred každým podaním injekcie vykonajte kontrolu funkcie (kapitola „Overovacia skúška / kontrola funkcie“, krok 1 – 4), aby nedošlo k podaniu nesprávnej dávky v dôsledku prítomnosti vzduchu v náplni alebo upchatej ihly. V prípade neúspešnej overovacej skúšky použite novú ihlu.
- Po každom injekčnom podaní podľa pokynov lekára a/alebo zdravotníckeho pracovníka skontrolujte, či liek nekvapká z ihly alebo pera D-mine® Pen, alebo či nevyteká z miesta podania injekcie. Ak liek kvapká z ihly alebo pera D-mine® Pen, alebo vyteká z miesta podania injekcie, riadte sa pokynmi lekára a/alebo zdravotníckeho pracovníka, týkajúcimi sa možného poddávkovania. V prípade akéhokoľvek zdravotného problému vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade prerušenia podávania injekcie uvoľnením tlačidla skontrolujte na ukazovateli, aké množstvo lieku ešte nebolo podané. Nepodaný zvyšok dávky môžete podať opätovným stlačením tlačidla.
- V prípade neželaného injekčného podania lieku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

OPIS SÚČASTÍ D-mine® PEN

Poznámka: Balenie neobsahuje ihly do pera ani 3 ml náplne.




PRÍPRAVA PERA / VÝMENA NÁPLNE


- 1 Odstráňte vrchnák pera.




- 2  Vykonajte vizuálnu kontrolu pera D-mine® Pen. Odstráňte ochranný obal náplne proti smeru hodinových ručičiek. V prípade potreby odstráňte prázdnu náplň.



- 3**  Pred každou injekciou vykonajte vizuálnu kontrolu náplne a jej obsahu a skontrolujte dátum expirácie. Vizuálnu kontrolu vykonajte podľa príbalového letáku náplne. Do ochranného obalu vložte novú náplň.



- 4** Úplne zatlačte závitový piest. Najlepšie to urobíte končekom prsta (prípadne môžete použiť novú náplň spolu s ochranným obalom náplne).




- 5** Zatlačte puzdro náplne tak, ako je znázornené na obrázku, aby sa zaistilo na puzdre pera. Spoznáte, že sa na puzdre pera uzamkne.



NASADENIE IHLY

Postupujte podľa návodu na použitie ihly do pera.

- 1 Stiahnite odlepovaciu fóliu.



- 2 Zaklapnite / zatočte ihlu do ochranného obalu náplne. Uistite sa, že je ihla pera správne nasadená a pevne sedí na zásobníku.



- 3** Odstráňte vonkajší chránič ihly. Odložte si ho na bezpečné odstránenie a zneškodnenie ihly po použití.



- 4** Odstráňte a zneškodnite vnútorný chránič ihly.



OVEROVACIA SKÚŠKA / KONTROLA FUNKCIE

Vykonaním kontroly funkcie zaistíte odstránenie prípadného vzduchu z náplne a skontrolujete, či ihla nie je upchatá. Overovací test sa odporúča vykonať pred každou injekciou.

- 1 Nastavte si testovaciu dávku otáčaním prepínača dávky. Skontrolujte si zvolenú dávku pohľadom kolmo zhora na ukazovateľ, no nie pod uhlom, aby bol jasne zobrazený symbol "δ".



- 2 Na kontrolu funkcie držte pero D-mine® Pen kolmo nahor a jemne poklepte ochranný obal náplne, aby vzduch mohol vystúpiť na povrch.



Nikdy nedržte pero s odkrytým hrotom ihly smerom k tvári alebo iným osobám. V prípade, že sa Dacepton® dostane do kontaktu s kožou alebo očami, musíte postihnuté miesto okamžite oplachovať 15 minút vodou. Ak po tomto prvom úkone pretrvávajú príznaky podráždenia, dôrazne sa odporúča bezodkladne vyhľadať lekára.

3 Stlačte tlačidlo.



4 Z hrotu ihly vystúpi niekoľko kvapiek lieku.

Ak sa neobjavia žiadne kvapky, zopakujte kroky 1 až 3. Ak sa kvapky neobjavia ani po niekoľkých kontrolách funkcie, vymeňte ihlu a kontrolu funkcie zopakujte (kroky 1 až 3). Ak sa ani potom neobjavia kvapky, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, zatelefonujte na servisnú asistenčnú linku, spomínanú na strane 27.



NASTAVENIE DÁVKY



Nastavte požadovanú dávku

Požadovanú dávku nastavte otáčaním prepínača dávky v smere hodinových ručičiek. Dávku upravte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Skontrolujte si zvolenú dávku pohľadom kolmo zhora na ukazovateľ, no nie pod uhlom, aby boli číslice jasne viditeľné. Poznámka: Každá značka „-“ na ukazovateli dávky predstavuje 0,1 mg lieku. Pri každom posunutí o jeden krok budete počuť cvaknutie. Pri nastavovaní dávky sa nespoliehajte na počítanie týchto cvaknutí.



Bezpečnostná zarážka

Dávka lieku, ktorú možno nastaviť na pere D-mine® Pen, je obmedzená na množstvo, ktoré ešte ostalo v náplni. Ak už zvyšné množstvo lieku v náplni nepostačuje na požadovanú dávku, prepínač dávky nie je možné otočiť ďalej v smere hodinových ručičiek. (spomínanú na strane 23.)

PODANIE INJEKCIE

Podajte si injekciu do miesta vpichu na prednej strane pása (brucha) alebo vonkajšej strany stehien pod kožu (subkutánne) podľa pokynov vášho zdravotníckeho pracovníka.



Poznámka: Podávanie injekcie môžete prerušiť uvoľnením tlačidla.


Množstvo nepodaného zvyšku dávky lieku môžete vidieť na ukazovateli; môžete ho podať opätovným stlačením tlačidla.

- 1 Riadte sa písomnou informáciou pre používateľa priloženou k príslušnému farmaceutickému výrobku a použite spôsob podania odporúčaný vaším lekárom alebo príslušným zdravotníckym pracovníkom. Na podanie injekcie úplne stlačte tlačidlo. Počas podania lieku držte tlačidlo úplne stlačené. Počas podávania injekcie pero nenakláňajte, aby ste zabránili zlomeniu ihly. Zlomené ihly sa môžu zaseknúť v koži. Ak sa zlomená ihla zasekne v koži, okamžite sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo, kým sa indikátor dávky nevráti do východiskovej polohy, po úplnom podaní lieku počkajte 6 sekúnd a potom ihlu pomaly vytiahnite. Počas týchto 6 sekúnd môžete tlačidlo držať stlačené, alebo ho môžete uvoľniť.
- 3 Skontrolujte, či je ukazovateľ na pozícii „0,0“, aby sa potvrdilo úplné podanie dávky.


ODSTRÁNENIE IHLY Z PERA PO KAŽDOM INJEKČNOM PODANÍ

 Ihla do pera je určená len na jedno použitie. Každá injekcia si vyžaduje novú ihlu.

- 1 Na ihlu opatrne nasuňte vonkajší chránič ihly. Nepoužívajte vnútorný kryt ihly.



- 2  Odskrutkujte ihlu otáčaním vonkajšieho chrániča v smere hodinových ručičiek a správne ju zneškodnite (kontajner na likvidáciu ostrých predmetov). Riadte sa pritom pokynmi lekára alebo príslušného zdravotníckeho pracovníka. Zdravotnícki pracovníci by mali dodržiavať príslušné predpisy pre zdravotnícky personál, ktoré sa okrem iného týkajú aj nasadzovania chráničov na ihly a ich likvidácie. Konkrétne pokyny vám poskytne lekár.



Alternatívne:

Vonkajší chránič ihly vsuňte do vhodného voľného otvoru v puzdre.


Otvor chrániča ihly musí smerovať nahor. Opatrne vložte ihlu (pripevnenú k peru) do otvoru chrániča. Bez držania chrániča pevne zatlačíme nadol a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte ihlu.

Poznámka: Väčší otvor na pravej strane puzdra je určený pre ihly používané zdravotníckymi pracovníkmi.



NASADENIE VRCHNÁKA NA PERO

Po každom použití bezpečne nasadte vrchnák pera.



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zvukové a hmatové signály

Dávkovacie pero *D-mine*[®] Pen poskytuje pri používaní tieto zvukové a hmatové signály:

Odstránenie/uzamknutie ochranného obalu náplne

Pri odstraňovaní alebo uzamykaní ochranného obalu náplne je nutné prekonať citeľný odpor, pričom sa ozve počuteľný zvuk.

Nastavovanie dávky

Pri nastavovaní dávky a upravovaní dávky na pere *D-mine*[®] Pen je pri každom posune o jeden krok nutné prekonať citeľný odpor, pričom sa ozve počuteľný zvuk.

Podanie injekcie

Podávanie lieku pomocou pera *D-mine*[®] Pen je vnímateľné. Po stlačení tlačidla rozpoznáte vypustenie lieku. Vypúšťanie sa zastaví po úplnom dodaní navoleného množstva lieku.

Bezpečnostná zarážka

 Dávka, ktorú možno nastaviť na pere D-mine[®] Pen, je obmedzená na množstvo, ktoré ešte ostalo v náplni. Ak už zvyšné množstvo lieku v náplni nepostačuje na požadovanú dávku, prepínač dávky nie je možné otočiť ďalej v smere hodinových ručičiek.

- Prepínač dávky sa nesnažte otočiť ďalej nasilu.
- Poznamenajte si zvyšnú dávku, ktorú je ešte možné vydať, a injekčne ju podajte.
- Vymeňte náplň a ihlu a vykonajte kontrolu funkcie (kapitola „Overovacia skúška / kontrola funkcie“, krok 1 – 4).
- Nastavte a injekčne podajte zostávajúcu časť potrebnej dávky.

Všeobecné pokyny

Po vložení môže náplň ostať v pere D-*mine*® Pen. Riadte sa pokynmi týkajúcimi sa skladovania vášho lieku, poskytnutými výrobcom EVER Neuro Pharma.

Pri výmene náplne je nutné vložiť novú náplň do ochranného obalu náplne. Do ochranného obalu náplne sa nesmú vkladať čiastočne spotrebované náplne.

Pri každom injekčnom podaní musíte použiť novú ihlu, pretože ihly:

- sú sterilné a v záujme prevencie prenosu infekcie sa smú používať len jednorazovo,
- sa pri použití deformujú a ich ďalšie použitie by bolo bolestivejšie.

Dodržiavajte platné predpisy o manipulácii s potenciálne infekčnými materiálmi.

Pero D-*mine*® Pen nepoužívajte, ak je poškodené, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o jeho správnom fungovaní.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Ihly a náplne skladujte a zaobchádzajte s nimi podľa príslušných návodov na použitie.

Po každom použití bezpečne nasadte vrchnák pera. Pero *D-mine*® Pen vždy uchovávajte v puzdre, bez nasadenej ihly.

Pero *D-mine*® Pen bez vlozenej náplne môžete skladovať alebo prepravovať pri teplote od 5 °C do 35 °C. Ak je vložená náplň, dbajte na to, aby ste ju nepoužívali, neprepravovali ani neskladovali pri teplote vyššej ako 25 °C. Nedodržiavanie tohto pokynu môže spôsobiť skrátenie predpokladanej životnosti pera *D-mine*® Pen.

Hoci je pero *D-mine*® Pen robustné, môže sa poškodiť. S perom *D-mine*® Pen zaobchádzajte opatrne. Chráňte ho pred vodou, prachom, vlhkosťou, priame slnečné svetlo a extrémne vysoké alebo nízke teploty. Nepoužívajte pero *D-mine*® Pen, náplň alebo ihlu, ak vyzerajú poškodené. Nepokúšajte sa pero alebo náplň opravovať.

Pero D-*mine*® Pen nepoužívajte skôr ako po dátume „PRVÉ POUŽITIE PRED“ vytlačenom na škatuli.
Tu zaznamenajte dátum prvého použitia pera D-*mine*® Pen:

____ / ____ / ____.

Pero D-*mine*® Pen nepoužívajte dlhšie ako 2 roky po prvom použití.

Na čistenie pera D-*mine*® Pen postačuje vlhká handrička. Nepoužívajte alkohol, iné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
Pero D-*mine*® Pen nikdy neponárajte do vody, pretože by sa tým mohlo poškodiť. Zariadenie je potrebné chrániť pred nadmerným znečistením nečistotami a vodou.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa pera D-*mine*[®] Pen, môžete sa kedykoľvek obrátiť na oddelenie zákazníckych služieb na telefónnej linke. Ak je pero D-*mine*[®] Pen chybné, pošlite ho na adresu:

PHARMAGEN TRADE SK, s.r.o.

Jaskový rad 5

831 01 Bratislava

Slovak Republic

Mobil: +421 910 370 777

e-mail: pavol.kocik@everpharma.com

ZÁRUKA

Výrobca ručí, že za predpokladu používania v súlade s návodom na použitie bude pero správne fungovať dva roky. Táto záruka je obmedzená výhradne na výmenu pera.

Pero D-mine® Pen je určené na používanie s náplňami Dacepton® 3 ml (apomorfín 10 mg/ml) od spoločnosti EVER Neuro Pharma GmbH, a smie sa používať len s týmito náplňami. Spoločnosť EVER Neuro Pharma GmbH nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním nekompatibilných náplní. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym alebo nešetrným používaním, zaobchádzaním alebo čistením a neplatí ani v prípade používania v rozpore s návodom na použitie ani v prípade použitia pera v kombinácii so zdravotníckou pomôckou alebo príslušenstvom alebo spotrebným materiálom v rozpore s odporúčaniami spoločnosti EVER Neuro Pharma GmbH.

LIKVIDÁCIA

Pero D-mine® Pen je možné likvidovať podľa pokynov príslušných miestnych orgánov alebo spolu s bežným domovým odpadom.

Pero D-mine® Pen neobsahuje látky škodlivé pre životné prostredie.

 Ihly a použité náplne sa musia likvidovať oddelene a bezpečne podľa miestnych predpisov. Použitú ihlu zlikvidujte do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov. Použitú ihlu nevyhadzujte do domového odpadu.

OZNAČENIA A SYMBOLY

Dávkovacie pero D-mine® Pen spĺňa požiadavky smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach.

Technické údaje			
Dĺžka:	171,5 mm	Stupnica :	0,5 mg
Priemer:	18 mm	Rozlíšenie objemu injekcie:	0,1 mg
Hmotnosť:	42 g	Max. dávka/injekcia:	6 mg
Plniaci objem:	3 ml	Skladovacie podmienky (bez náplní):	5°C – 35°C
Ukazovateľ:	mg	Operating conditions (s vloženou náplňou):	nie nad 25°C



Názov a adresa výrobcu



Dátum výroby



Unikátny identifikátor zariadenia



Číslo šarže



Prečítajte si návod na použitie



Zdravotnícka pomôcka



Označenie zhody s nariadením (EÚ) 2017/745, po ktorom nasleduje číslo notifikovaného orgánu



Označenie zhody s MDR 2002 Spojeného kráľovstva, za ktorým nasleduje číslo notifikovaného orgánu



Viacnásobné použitie jedným pacientom



Upozornenie



Katalógové číslo



Chráňte pred slnkom



Chráňte pred vlhkosťou



Autorizácia EÚ zástupca



Distribútor



Dovozca



Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky

VÝROBCA / DISTRIBÚTOR

**Výrobca::**

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf, Švajčiarsko



Ypsomed Distribution GmbH
Warmbacher Strasse 80
79618 Rheinfelden, Nemecko

**Distribútor:**

PHARMAGEN TRADE SK, s.r.o.
Jaskový rad 5
831 01 Bratislava
Slovenská Republika



EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach
Rakúsko

DIS10419445 / 01

EEVER Pharma, Dacepton a logo D-mine sú ochranné známky spoločnosti EVER Neuro Pharma GmbH.

Aktualizované: 05/2025

D-mine_IFUPen_64305_SK_V02

