

EVER Pharma D-mine[®] Toll

Injektor toll apomorfinhoz (10 mg/ml)

Használati utasítás

Dacepton[®] 3 ml-es patronokhoz

Apomorfin-hidroklorid-hemihidrát oldat injekciós célra



Bőr alatti alkalmazás



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	4	Garancia	28
Figyelmeztetések és fontos információk	6	Hulladékkezelés	29
A D-mine® Toll részegységei	9	Címkék és szimbólumok	29
A toll előkészítése és a patron cseréje	10	Gyártó és forgalmazó	31
A tű csatlakoztatása	13		
Feltöltés és a működés ellenőrzése	15		
Az adag beállítása	17		
Injektálás (befecskendezés)	18		
A tű eltávolítása	19		
A toll kupakjának csatlakoztatása	21		
További információk	22		
Tárolás és kezelés	25		

BEVEZETÉS

A *D-mine*® Toll egy nem steril orvostechnikai eszköz amely a Dacepton® (Apomorphine 10mg/ml) beadására való az eszközzel kompatibilis patronokból. A *D-mine*® Toll a Parkinson kór kezelésére való.

INTRODUCTION

Ez a használati utasítás utasításokat tartalmaz az ön EVER Pharma *D-mine*® Tollának használatára, tárolására és tisztítására vonatkozóan. Ne használja a *D-mine*® Tollat amíg nem kapott utasításokat az önt kezelő egészségügyi személyzettől (orvos vagy nővér). A kartondoboz 1 db EVER Pharma *D-mine*® Tollat, 1 db toll-tokot és 1db használati utasítást tartalmaz. Megjegyzés: A kartondoboz nem tartalmazza a tollhoz szükséges tűket és a 3 ml-es Dacepton® patronokat. Olvassa végig a használati utasítást ebben a kézikönyvben figyelmesen, még akkor is, ha már korábban használt *D-mine*® Tollat vagy más gyógyszeres tollrendszert, mert különben fennálhat a veszélye annak, hogy nem helyes dózist ad be magának. A toll egy karbantartást nem igénylő, többször használható injektor amely egy automata, rugós gyógyszerbeadót tartalmaz. Injektor toll az EVER Neuro Pharma GmbH által gyártott Dacepton® 3ml-es patronokhoz (10 mg/ml apomorfin oldahoz). A *D-mine*® Toll a saját magukat kezelő felnőtt betegek (18 éves kor fölöttiek), egészségügyi szakemberek és harmadik személyek, mint például felnőtt hozzátartozók és gondozók által használható. Mossa meg a kezét, mielőtt a *D-mine*® tollat használná. Szüksége lesz fertőtlenítő törlőkendőre, veszélyes hulladék tároló dobozra és egy védőkupakkal ellátott tűre. Egy

fertőtlenítő törlőkendő segítségével tisztítsa meg a bőrfelületet a beadás helyénél és annak környékén. Soha ne dörzsölje a beadás helyét. Ne fújálja a fertőtlenített területet a gyorsabb száradás érdekében. A gyógyszert a dereka elülső részébe (a hasába) vagy a külső combjába, a bőr alá adja be, ahogy azt a kezelésében résztvevő egészségügyi személyzet megmutatta. A *D-mine*® Toll használatakor minden alkalommal más injekciós helyet válasszon. Ne adja be az injekciót olyan helyre, ahol a bőr sebes, piros, fertőzött vagy sérült. Soha ne adja be az injekciót vénába (intravénásan) vagy izomba (intramuszkulárisan). Ruhán keresztül ne adjon be injekciót!



Kompatibilis patronok és tűk:

- Dacepton® 3 ml-es patronok (apomorfin 10 mg/ml) gyártó: EVER Neuro Pharma GmbH az ISO EN 11608-3. szabványnak megfelelően.
- BD Ultra-Fine™ tűk 29 től 31 gauge-ig (átmérő 0.25 – 0.33 mm) és 5 - 12.7 mm a hosszúsága.
- Más gyártók tűi is használhatóak, ha az általuk megadott paraméterek megfelelnek a toll használatához.

Megjegyzés:  Ne használjon lejárt szavatossági idejű tollat vagy patron!  A *D-mine*® toll kizárólag a Dacepton® beadására szolgál. Más gyógyszerekkel ne használja! A *D-mine*® Toll 0,1 és 6 mg közötti adagok beadására alkalmas és az adagok 0,1 mg-os (azaz 10µl-es) fokozatokban módosíthatóak. A skála 0,5 mg-kénti adagokat jelöl, a köztes értékeket pontok jelzik. Ha a *D-mine*® Tollal kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bármikor a helyi telefonos ügyfélszolgálatunkhoz (lásd 27. o.). Mindig az egészségügyi személyzet (orvos) határozza meg a Dacepton® *D-mine*® Tollal beadandó adagját!

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK A KOCKÁZATOKRÓL

Akövetkező utasításokat be kell tartani ahhoz, hogy elkerüljük a helytelen gyógyszerelést, a rossz adagbeállítást, betegség vagy fertőzés átvitelét. Ha bármilyen egészségügyi kérdése van, kérjen azonnal orvosi segítséget.

⚠ Olvassa el ezeket a használattal kapcsolatos utasításokat mielőtt használná a D-mine® Tollát. Kövesse a D-mine® Toll, a tollhoz való tű és a patron használati utasításait és a tollat csak egészségügyi szakemberrel való konzultáció után alkalmazza.

⚠ Ha bármilyen mellékhatást észlel, lépjen kapcsolatba az önt kezelő egészségügyi szakemberrel. A mellékhatásokat illetően a patron betegtájékoztatójából jut további információkhoz.

⚠ Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszközt helyesen használja:

- A D-mine® Tollat nem úgy tervezték, hogy olyan vak vagy látásában korlátozott személy is használni tudja, akinek a látásproblémája szemüveggel vagy hasonló eszközzel nem korrigálható. Hallászavar vagy érzékszavar esetén konzultájon orvosával.
- A D-mine® Tollat, a tűket valamint a Dacepton® patronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek valamint a toll használatát nem ismerő személyek nem férhetnek hozzá. A D-mine® Toll, a tűk és a patronok olyan kis részeket tartalmaznak, amelyek lenyelhetők.

⚠ Ügyeljen a helyes alkalmazásra

- A D-mine® Tollat csak az egészségügyi szakember által önnek előírt kezelés szerint alkalmazza.
- Csak azokat a patronokat, adagokat és tűket alkalmazza, amelyeket az egészségügyi szakember felírt önnek. Minden változtatás csak az egészségügyi szakemberrel való konzultáció alapján lehetséges
- Minden injekció előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő gyógyszer van a D-mine® Tollba töltve. Ellenőrizze, hogy nem sértült-e a patron.
- Mindig a Dacepton® 3ml patron betegtájékoztatójában található instrukciókat kövesse (pl. az oldat vizuális vizsgálata).
- A tűk, a D-mine® Toll és a patron kizárólag egyetlen személy használatára készültek és nem szabad megosztani másokkal, hogy elkerüljük a fertőzések átvitelét.
- Ne tegye kía a D-mine® Tollát extrém hőmérsékleti viszonyoknak, mint pl. a direkt napfény és a hideg. (pl. ne tárolja a fagyasztoóban).
- Ne használja a D-mine® Tollat 25°C hőmérséklet fölött. Amennyiben ezt nem tartja be, a D-mine® Toll élettartama csökkenhet.
- Ne ejtse le a D-mine® Tollát és ügyeljen, hogy ne is ütődjön kemény felületekhez. Ne merítse vízbe a D-mine® Tollat. Úgy általában vigyázzon rá. Sose használja a D-mine® Tollat ha bármilyen kétsége van afelől, hogy helyesen működik.
- Sose próbálja saját maga megjavítani a D-mine® Tollat. Ha sérült vagy hibás a D-mine® Toll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl (lásd 26. oldal).




Ügyeljen a helyes gyógyszerbeadásra

- Minden injekció előtt ellenőrizze, hogy működik-e a készülék. (Lásd: Feltöltés és a működés ellenőrzése fejezet, 1-4. lépés) a hibás adagolás elkerülése érdekében, amelyet a patronban lévő levegő vagy egy eltömődött tű okozhat. Használjon egy új tűt, ha az ellenőrzés nem volt sikeres.
- Az egészségügyi szakember utasításainak megfelelően minden injekció után ellenőrizze, hogy megjelenik-e néhány gyógyszercsepp a toltű vagy a D-mine® Toll végén, illetve kilép-e folyadék az injekció helyén. Ha a toltű vagy a D-mine® Toll végén gyógyszercsepp jelenik meg, illetve folyadék lép ki az injekció helyén, kövesse az Ön kezelését végző egészségügyi szakember által adott utasításokat az esetleges alulkezelés elhárítása érdekében. Ha bármilyen egészségügyi kérdése van, kérjen orvosi segítséget.
- Ha az injektálás a gomb felengedése miatt félbeszakadt, ellenőrizze a kijelzőn a be nem adott gyógyszer mennyiségét. A hátralévő mennyiség a gomb újbóli megnyomásával adható be.
- Véletlen gyógyszerbeadás esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A D-mine® TOLL RÉSZEGYSÉGEI

Megjegyzés: A kartondoboz nem tartalmazza a tollhoz szükséges tűket és a 3 ml-es patronokat.



A TOLL ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PATRON CSERÉJE


- 1 Távolítsa el a toll kupakját.




- 2  Ellenőrizze szemrevételezéssel a D-mine Tollát. Forgassa el a patrontartót, hogy kinyíljon és távolítsa el a tollról. Távolítsa el az üres patron, ha szükséges.



- 3  Ellenőrizze vizuálisan a patron és a tartalmát valamint ellenőrizze a lejárat dátumát. A vizuális ellenőrzést illetően a patron beteg tájékoztatója szerint járjon el. Helyezze be az új patron a patrontartóba.



- 4 Nyomja vissza teljesen a menetes rudat. Ezt legegyszerűbben ujjheggyel tudja megtenni (de az új patron és az új patron tartalmazó patronokat is használhatja).




- 5** Nyomja a patrontartót a toll burkolatába, ahogy az ábra mutatja. Érezni fogja, amikor jól záródott.



A TŰ CSATLAKOZTATÁSA

Kövesse a tollhoz szükséges tű használati utasításait.


- 1** Húzza le a védőfóliát



- 2** Pattintsa/ tekerje rá a tűt a patrontartóra. Ellenőrizze, hogy a tű jól van csatlakoztatva és pontosan ül a patronon.



- 3** Vegye le a külső tűvédő sapkát.
Tartsa meg a külső tűvédő sapkát a tű használat utáni biztonságos eltávolításához és leselejtezéséhez.



- 4** Vegye le és dobja ki a belső tűvédő sapkát.



FELTÖLTÉS ÉS A MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

A légtelenítés és a működési teszt biztosíthatja, hogy minden maradék levegőt eltávolított a rendszerből és a tű nincs elzáródva. A légtelenítés minden injekció előtt javasolt.

- 1** Állítsa be a légtelenítő adagot (csepp szimbólum) az adagológomb elfordításával. Ellenőrizze a beállított adagot a kis ablakban, ehhez merőlegesen fentről nézze az ablakot és ne valamilyen szögben, így a csepp szimbólum “o” tisztán fog látszani.



- 2** A működés ellenőrzéséhez tartsa a D-mine® tollat felfelé, és finoman ütögesse meg a patrontartót, hogy a levegő a felső részbe kerüljön.



Soha ne tartsa a tollat tűvédő kupak nélkül az arca vagy más személyek felé. Ha a Dacepton® a bőrre vagy a szemébe kerül, azonnal öblítse le az érintett területet bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. Ha ezután is bőr-irritáció jelentkezne, javasoljuk, hogy haladéktalanul kérjen tanácsot az önt ellátó egészségügyi szakembertől.

- 3** Nyomja meg a nyomógombot.



- 4** Ekkor néhány csepp gyógyszer jelenik meg a tolltű hegyénél.

Ha nem jelenik meg csepp, ismétlje meg az 1-3. lépéseket. Ha több próbálkozás után sem jelenik meg csepp, cserélje ki a tűt, és ismétlje meg a működés ellenőrzését (1-3. lépés). Ha még ezután sem jelenik meg gyógyszercsepp, vagy kérdései vannak, kérjük, hívja a telefonos ügyfélszolgálatot (27. oldal)



AZ ADAG BEÁLLÍTÁSA



A kívánt adag beállítása

A kívánt adag beállításához forgassa el az adagolókereket az óramutató járásával megegyező irányba. Pontosítsa az adagot óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással, ha szükséges. Ellenőrizze a beállított adagot. Ehhez nézzen fentről egyenesen (nem ferde szögben) a kijelző ablakra, hogy a számok tisztán látszódnak.

Megjegyzés: Az adagoló minden „-” jele a kijelző ablakban 0,1 mg gyógyszert jelent. Ahogy forgatja az adagoló gombot érzékelti fogja a növekvő adagokat. Ne ezeket a felismerhető adagnövekedéseket számolja az adag beállításához!



Biztonsági stop

A D-mine® tollon beállítható adag mértékét a patronban lévő gyógyszer mennyisége korlátozza. Ha a patronban lévő gyógyszer mennyiség kevesebb, mint a kívánt adag, a gomb nem forgatható tovább az óramutató járásával megegyező irányba (lásd 23. oldal, biztonsági stop fejezet).

INJEKTÁLÁS (BEFECSKENDEZÉS)

Injekciózza a gyógyszert egy beadási helyre a bőr alá (szubkután), ahogy azt az önrel foglalkozó egészségügyi szakember mutatta. Ez lehet a derekának az első része (a hasa) vagy a comb külső felszíne.




Megjegyzés: Az injekció beadását a nyomógomb felengedésével szakíthatja meg. Ilyen esetben a be nem adott gyógyszer mennyisége megtekinthető a kijelzőn, és a gomb újbóli megnyomásával beadható.

- 1 Kérjük, tanulmányozza a Dacepton® -hoz tartozó betegtájékoztatót, és az ön kezelését végző egészségügyi szakember által ajánlott injekciós technikát alkalmazza. Az injektláshoz teljesen nyomja le a nyomógombot. A gyógyszer beadása közben tartsa a gombot teljesen benyomva. Beadás közben ne döntse meg a tollat, hogy ne törjön el a tű. Az eltört tű bentmaradhat a bőrben. Azonnal konzultáljon az önt kezelő egészségügyi szakemberrel, ha törött tű maradt a bőrén.
- 2 Tartsa nyomva a nyomógombot amíg az adagmutató be nem áll a start pozícióba, várjon 6 másodpercet és lassan húzza ki a tűt. Mindegy, hogy ez alatt a 6 másodperc alatt nyomvatartja a nyomógombot vagy sem.
- 3 Ellenőrizze, hogy az adagmutató a „0,0” helyzetben van hogy biztos legyen a teljes adag beadásában.


A TŰ ELTÁVOLÍTÁSA A BEFECSKENDEZÉS UTÁN

⚠ A tű egyszer használatos. Minden beadáshoz új tűt kell használni.

- 1 Óvatosan helyezze a külső tűvédő kupakot a tűre. Ne használja a belső tűvédőt.



- 2 ⚠ Forgassa el a külső tűvédőt az óramutató járásával meggeező irányba, és távolítsa el a tűt, majd dobja ki szabályosana kezelését végző egészségügyi szakember által tanácsolt módon (veszélyes hulladék gyűjtő dobozba). Az egészségügyi szakembereknek követniük kell a nekik szóló különleges utasításokat, beleértve a sapka visszahelyezését és a hulladékkezelésre vonatkozókat is. A különleges utasításokkal kapcsolatban forduljon az önrel foglalkozó egészségügyi szakemberhez.



Opcionális lehetőség:

Helyezze a külső tűvédőt a hordtáska megfelelő bal oldali mélyedésébe.


A tűvédő nyílása felfelé nézzen. Óvatosan vezesse a tűt (a tollhoz rögzítve) a tűvédő nyílásába. A tűvédő megfogása nélkül nyomja le erősen, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a tű leválasztásához.

Megjegyzés: A hordtáska jobb oldalán található nagyobb mélyedés az egészségügyi szakemberek által használt tűk számára készült.



A TOLL KUPAKJÁNAK CSATLAKOZTATÁSA

Minden használat után tegye vissza a tollra a kupakot.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Hallható és érzékelhető jelzések

A D-mine® Toll az alábbi hallható, illetve érzékelhető jelzésekkel van ellátva:

A patrontartó eltávolítása, illetve rögzítése

A patrontartó eltávolítása, illetve rögzítése esetén hangjelzés és érezhető ellenállás érzékelhető.

Adag beállítása

Az adag beállítása és módosítása során a D-mine® toll minden fokozatnál jelzőhangot ad ki, ezenkívül ellenállás is érzékelhető.

Injektálás (befecskendezés)

A gyógyszer kiürülése a tollból érzékelhető. Érzékelní fogja a gyógyszer kiürülését mikután megnyomta a nyomógombot.

A kiürülés leáll, amikor a teljes beállított adag beadásra került.

Biztonsági stop



A D-mine® tollon beállítható adag mértékét a patronban lévő gyógyszer mennyisége korlátozza. Ha a patronban lévő gyógyszer mennyiség kevesebb, mint a kívánt adag, a gomb nem forgatható tovább az óramutató járásával megegyező irányba.

- Ne erőltesse a gomb további mozgását.
- Jegyezze fel a még beadható mennyiséget, és adja be az injekciót.
- Cserélje ki a patron és a tűt, majd ellenőrizze a működést (lásd: Feltöltés és a működés ellenőrzése fejezet, 1–4. lépés).
- Állítsa be, majd adja be a fennmaradó mennyiséget.

Általános

Behelyezés után a patron a tollhoz csatlakoztatva maradhat. Kérjük, kövesse a gyógyszer tárolásra vonatkozó utasításokat a patronok betegtájékoztatója szerint.

Patroncsere esetén figyeljen arra, hogy új patronot helyezzen a patrontartóba. Részben használt patronokat nem szabad a patrontartóba helyezni.

Minden injekciót (befecskendezést) új tűvel kell beadni, mert a tűk:

- sterilek, és a fertőzések megelőzése érdekében csak egyszer használhatóak
- használat után deformálódnak, így nagyobb fájdalmat okozhatnak

Kérjük, kövesse a fertőzésveszélyes anyagok kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Ne használja a D-*mine*® Tollat, ha az megsérült, vagy a megfelelő működést illetően kétségei vannak.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Kérjük, hogy a tűket és a patronokat a vonatkozó használati utasításoknak megfelelően tárolja és kezelje.

Használat után csatlakoztassa a toll kupakját. A D-*mine*® tollat mindig a hordtáskában tárolja, és a tű ne legyen a tollhoz csatlakoztatva.

Az üres, patron nélküli D-*mine*® Tollat 5° és 35°C között tárolhatja. Ha a patron is benne van a tollban, kérjük ne tárolja 25 °C fölötti hőmérsékleten. Ennek figyelmen kívül hagyása a toll élettartamának csökkenését eredményezheti.

Bár a D-*mine*® toll robusztus kialakítású, megsérülhet. Kérjük, hogy a tollat mindig óvatosan kezelje. Óvja a víztől, portól és nedvességtől.

Ne használja a *D-mine*® Tollat, a patron vagy a tű sérültnek látszik. Ne próbálja megjavítani a tollat vagy a patron.
Ne kezdje el használni a *D-mine*® Tollat az „ELSŐ HASZNÁLAT HATÁRIDEJE” dátum lejáratát után. Jegyezze fel a *D-mine*® Tollának az első használatbavételi dátumát ide:

____ / ____ / ____.

Ne Használja a *mine*® Tollat az első használatától számított 2 évnél hosszabb ideig.

A *D-mine*® Toll tisztításához egy nedves kendő elegendő. Ne használjon alkoholt, más hígítószer vagy tisztítószereket.
Soha ne merítse a *D-mine*® Tollat vízbe, mert az károsíthatja. Az eszközt óvni kell a jelentősebb szennyeződéstől és a víztől.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a *D-mine*® Tollal kapcsolatban, ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunk bármikor készséggel áll rendelkezésére. Az elromlott *D-mine*® tollat a következő címre küldje:



UniCorp Biotech Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 45. Hungary
Tel.: +36-1-393-5050, Fax: +36-1-393-5055
www.unicorp.hu
D-mine információk:
dmine@unicorp.hu
+36 1 393 5057

GARANCIA

A gyártó garantálja a toll megfelelő működését két évig, amennyiben a használati utasításoknak megfelelően használják a tollat. Ez a garancia a toll cseréjére korlátozódik.

Az Ön *D-mine*® Tolla az EVER Neuro Pharma GmbH által gyártott Dacepton® 3 ml-es patronokkal (apomorfin 10 mg/ml-es oldata) való használatra lett megtervezve az ISO EN 11608-1 szabványnak megfelelően, és csak ezekkel a patronokkal használható. Az EVER Neuro Pharma GmbH nem vállal felelősséget a nem kompatibilis patronok által okozott károkért. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő vagy elővigyázatlan alkalmazás, kezelés vagy tisztítás okozta károsodásokra, a használati utasításokban találhatóakkal ellentétes használat esetére, valamint olyan esetekre, amikor a tollat az ebben a használati utasításban ajánlottakon kívüli orvostechnikai eszközzel, kiegészítővel vagy fogyóeszközzel együtt használják.

HULLADÉKKEZELÉS

Az ön által használt *D-mine*® Toll kidobható a háztartási szemetesbe a helyi szabályoknak megfelelően, mert maga a *D-mine*® Toll nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat.

 A tűket és a patronokat viszont a helyi szabályoknak megfelelően külön kell gyűjteni és kidobni. A használt tűket veszélyeshulladék-tárolóba kell dobni. Ne dobja a használt tűket a háztartási hulladék közé.

CÍMKÉK ÉS SZIMBÓLUMOK

A *D-mine*® toll megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó EU-irányelvnek.

Műszaki adatok			
Hossz:	171,5 mm	Adagfokozat:	0,5 mg
Átmérő:	18 mm	Injekciós térfogat fokozata:	0,1 mg
Tömeg:	42 g	Max. adag/injekció:	6 mg
Töltőtérfogat:	3 ml	Tárolási körülmények (patron nélkül):	5°C – 35°C
Kijelző:	mg	Operating conditions (behelyezett patronnal):	25°C fölött tilos

	Gyártó neve és címe	 0123	Az előírásoknak való megfelelés jelölése (EU) 2017/745 rendelet, majd a bejelentett szervezet száma		Óvja hőtől és napsütéstől
	Gyártás időpontja	 0168	Megfelelőségi jelölés az Egyesült Királyság MDR 2002-nek, amelyet a bejelentett szervezet száma követ.		Óvja nedvességtől
	Egyedi Eszközazonosító				Az EU által engedélyezett képviselő
	Sarzsorszám				Forgalmazó
	Olvassa el a használati utasításokat		Egy beteg többszöri használata		Importőr
	Orvostechnikai eszköz		Figyelem		Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára
			Katalógusszám		

GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



Gyártó:
Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf, Svájc



0123



0168



Ypsomed Distribution GmbH
Warmbacher Strasse 80
79618 Rheinfelden, Németország



EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach, Ausztria



Forgalmazó:
UniCorp Biotech Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 45., Magyarország
Tel.: +36-1-393-5050, Fax: +36-1-393-5055
www.unicorp.hu

Az EVER Pharma, a Dacepton és a D-mine embléma az EVER Neuro Pharma GmbH védjegye.

Revision: 05/2025

D-mine_IFUPen_64306_HU_V03

